

吸入麻酔システム－第 4 部：  
麻酔用及び呼吸用機器－呼吸セット及びコネクタ

正 誤 票

区分	位置	誤			正		
本体	表 4	患者カ テゴ リー	コンプライア ンス限界値 (mL/hPa/m) {mL/cmH <sub>2</sub> O/m}	圧力 (hPa) {cmH <sub>2</sub> O}	患者カ テゴ リー	コンプライア ンス限界値 (mL/hPa/m) {mL/cmH <sub>2</sub> O/m}	圧力 (hPa) {cmH <sub>2</sub> O}
		成人	0.06	30	成人	0.8	60±3
		小児	0.12	15	小児	0.7	60±3
		新生児	0.74	2.5	新生児	0.3	60±3
附属書 F	表 F.1	患者 カテゴリー	試験流量 (L/min)		患者 カテゴリー	試験流量 (L/min)	
		小児	20		小児	15	
附属書 G	表 G.1	患者 カテゴリー	試験流量 (L/min)		患者 カテゴリー	試験流量 (L/min)	
		小児	20		小児	15	

令和 2 年 12 月 15 日作成