

アセトン

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	4.9 b) 1)	過マンガン酸カリウム溶液 (0.1 g/l)	過マンガン酸カリウム溶液 (1 g/l)
	4.9 c)	試料 ²⁾ 100 ml をネスラー…, 過マンガン酸カリウム溶液 (0.1 g/l) 0.5 ml を加え, … 比べる。	試料 ²⁾ 100 ml をネスラー…, 過マンガン酸カリウム溶液 (1 g/l) 0.5 ml を加え, … 比べる。

平成 21 年 7 月 1 日作成