

塩化アンモニウム (試薬)

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	7.6	(側線なし) 7.6 硝酸塩 溶液の調製及び操作は、次による。 a) 試料溶液 試料 3 g に水を加えて溶かし 10 ml にする。	(側線をつける) 7.6 硝酸塩 溶液の調製及び操作は、次による。 a) 試料溶液 試料 3 g に水を加えて溶かし 10 ml にする。
	7.7 a)	試料 5.0 g を…。冷却後、水 5 ml 及び塩酸…。	試料 5.0 g を…。放冷後、水 5 ml 及び塩酸…。
	7.8 a)	試料 5.0 g に…。冷却後、塩酸 (2+1) 2 ml を加えて水浴上で蒸発乾固した後、塩酸 (2+1) 0.3 ml 及び…。	試料 5.0 g に…。放冷後、塩酸 (2+1) 2 ml を加えて水浴上で蒸発乾固した後、放冷する。塩酸 (2+1) 0.3 ml 及び…。
	b)	炭酸ナトリウム溶液…水浴上で蒸発乾固した後、塩酸 (2+1) 0.3 ml, …。	炭酸ナトリウム溶液…水浴上で蒸発乾固した後、放冷する。塩酸 (2+1) 0.3 ml, …。

平成 18 年 8 月 1 日作成