

## 過塩素酸（試薬）

## 正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	5.2	試料 1 ml に水 10 ml を加え、よう化カリウム溶液(100 g/l)を加えると…。	試料 1 ml に水 10 ml を加え、よう化カリウム溶液(100 g/l) 2 ml を加えると…。
	7.7 b)	試料側溶液の中和に使用した量の…, けい酸塩標準液(SiO <sub>2</sub> :0.01 mg/ml) 1.5 ml 及び…。	試料側溶液の中和に使用した量の…, けい酸塩標準液(SiO <sub>2</sub> :0.01 mg/ml) 15 ml 及び…。
	7.9 b)	窒素標準液(N:0.01 mg/ml) 2.0 ml 水を加えて 140 ml にする。	窒素標準液(N:0.01 mg/ml) 2.0 ml に水を加えて 140 ml にする。
	7.10 a)	試料 500 g を白金皿を用いて加熱板上で少量ずつに蒸発乾固した後, …。	試料 500 g を白金皿を用いて加熱板上で少量ずつ蒸発乾固した後, …。

平成 18 年 8 月 1 日作成