

## フタル酸水素カリウム (試薬)

## 正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	7.1.2	試料約 3.5 g を…, 参照電極は塩化銀電極を用いる。  注 <sup>1)</sup> 1 mol/l 水酸化ナトリウム溶液の…, 参照電極は塩化銀電極を用いる。	試料約 3.5 g を…, 参照電極は銀-塩化銀電極を用いる。  注 <sup>1)</sup> 1 mol/l 水酸化ナトリウム溶液の…, 参照電極は銀-塩化銀電極を用いる。

平成 19 年 4 月 2 日作成