

## 中心静脈用カテーテル

## 正 誤 票

区分	位 置	誤	正
附属書	B.4.1	製造業者の指示書に従い、…、27.5 N の力を 5 秒間加え標準かん合ジグ…。	製造業者の指示書に従い、…、27.5 N の力を 5 秒間加え鋼製標準かん合ジグ…。
	B.4.2	コネクタ (B.3.2) を介して注射筒 (B.3.3) に標準かん合ジグ…。	コネクタ (B.3.2) を介して注射筒 (B.3.3) に鋼製標準かん合ジグ…。
	B.4.3	検体及び標準かん合ジグを介して、…。ハブと標準かん合ジグとの接合部を湿らせない。	検体及び鋼製標準かん合ジグを介して、…。ハブと鋼製標準かん合ジグとの接合部を湿らせない。

平成 18 年 9 月 1 日作成