

胃食道ドレナージ用カテーテル

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
附属書	附属書 1 3.5	検体が二つ以上に…強さになるまで、20 mm/min の引張速度で…加える (表 1 参照)。	検体が二つ以上に…強さになるまで、ゲージ長 1 mm 当たり 20 mm/min の引張速度で…加える (表 1 参照)。
	附属書 1 表 1	表 1 20 mm/min 引張速度の条件例	表 1 ゲージ長 1 mm 当たり 20 mm/min 引張速度の条件例

平成 20 年 10 月 1 日作成